

MEDWIPES

DEZINFEKČNÍ UBROUSKY NA POVRCHY, MALÁ ZAŘÍZENÍ A LÉKAŘSKÉ POMŮCKY.

Ubrousky z biologicky rozložitelných vláken



Recyklovatelný obal

Složení bez alkoholu

Neparfémované



URČENÍ

Čištění a dezinfekce:

- Tvrdé neporézní povrchy ve zdravotnických zařízeních, společných prostorách a na veřejně přístupných místech (kliky dveří, stoly, židle, toalety...)

- Tvrdé neporézní povrchy zdravotnických prostředků, které nejsou kriticky důležité (lůžka, monitorovací zařízení, propojovací prostředky...)

SLOŽENÍ

Neparfémované.

Aktivní látka: Didécylmethylammonium chloride (n° CAS: 7173-51-5 : 0.29%).

POUŽITÍ

Produkt je připraven k jednorázovému použití. Odklopte víčko a odlepte samolepicí etiketu. Vytáhněte ubrousek z balíčku. K vyčištění 1 m² jsou třeba 3 ubrousky. Nechte působit 5 minut. Neoplachujte.

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI PŘI 20 °C

BAKTERICIDNÍ	EN1276*, EN13727**, EN13697**, EN16615**	5 min
LEVUROCIDNÍ	EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN16615**	5 min
AKTIVNÍ PROTI VIRŮM	EN14476** Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus. EN16777** Vaccinia, Norovirus, Adenovirus	5 min

*Podmínky čistoty, **Podmínky znečištění

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR:



MEDICAL M spol s r.o.
Nový svět 199, 400 07
Ústí nad Labem

T : +420 475 601 018
W : www.medicalm.cz
M : info@medicalm.cz

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte úniku do životního prostředí. Žádný výstražný piktogram.

Produkt je určený pro profesionály.

BALENÍ

Katalogové číslo: MED100

Balení obsahuje 100 silných ubrousků 180 x 200mm. Karton po 6 balíčcích.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Doba použitelnosti po otevření: 3 měsíce. Pokyny pro třídění: celé balení vyhodte do nádoby na tříděný odpad (sáček, kryt, etiketa).

EAN13: 3615240000054.

Biocidní produkt PT2 a PT4 (Dezinfekční prostředky pro povrchy, materiály, zařízení a nábytek, které přicházejí i nepřicházejí do styku s potravinami).

Produkt vyroben ve Francii.